

细胞培养转瓶

3种容量规格可选：1000ml、2000ml 和 5000ml
伽玛射线灭菌
无DNase, RNase, 无热原、无内毒素

目录号	容量(ml)	特征	表面积(cm²)	盖类型	灭菌	袋/箱
TCB011001	1000	标准型	490	密封盖	是	1/24
TCB011002	2000	表面处理	850	密封盖	是	1/12



细胞培养管

四种不同容量可选：有4ml、5ml、8ml、14ml
无DNase/RNase，无热原，无内毒素
Polypropylene：-80~121℃，离心力3000
Polystyrene：-20~60℃，离心力1500

目录号	容量(ml)	盖类型	材料	灭菌	支每袋/箱
TUB020004	4	密封盖	PP	是	25/500
TUB012140	14	密封盖	PP	是	25/500
TUB014140	14	密封盖	PS	是	25/500
TUB022005	5	塞盖	PP	是	25/500
TUB002008	8	无盖	PP	是	25/1000



大容量离心瓶

目录号	容量(ml)	规格	管形	灭菌	特征	包/箱
CFT012225	225	61mm*137mm	尖底	是	无DNase、	6/48
CFT012250	250	61mm*161mm	尖底	是	RNase、	6/48
CFT013500	500	95mm*155mm	尖底	是	无热原	6/36



细胞培养辅助工具



细胞刮刀



L型推板



细胞过滤网

收集

洁特提供从微量离心管到96孔深孔板的一系列样品收集器皿，让您收集起来更方便。



离心管



吸头



培养液瓶

技术参数

实验室耗材	
表面处理	TC处理、未处理和CellATTACH®超亲水表面处理
工作温度	-20℃~50℃
储存条件	干燥、室温储存，防止阳光或紫外线直射
纯度	所有产品均辐照灭菌，符合ISO11137规定，无菌水平达到SAL10 ⁻⁶ ，所有耗材无热原、无DNase和RNase
质检证书	JET可提供生产环境报告、无菌报告、无酶报告及内毒素检测报告
批次质检证书	无菌，无热原，无DNase和RNase TC处理表面：经培养贴壁细胞株验证其贴壁和生长能力

◎ JET 中国总部
广州洁特生物过滤股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co.,Ltd
地址：广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号
电话：020-32811888
传真：020-32811888-802
售前服务：info@jetbiofil.com
售后服务：service@jetbiofil.com

◎ JET 北京
北京市大兴区金苑路26号金日科技园A座7层703
电话：010-89504831
李经理：18610035427
传真：010-51017345

◎ JET 上海
上海市松江区九干公路280号1号楼203室
电话：021-37639600
朱经理：13774219256
传真：021-37639600-806

◎ JET 广州
广州市越秀区环市东路500号广发花园幸运阁1806/18F
电话：020-37580641 /37589559
戚经理：13560112014
传真：020-80672887

◎ JET 武汉
湖北省武汉市洪山区中南国际城A1栋505室
电话：027-87363100
尧经理：18186155832

◎ JET 成都
成都市锦江区暑袜北二街56号
电话:028-85093020
席经理：18502876939
传真：028-85090206

◎ JET 西安
陕西省西安市新城区长乐西路3号西北电建社区
36号楼2805室
电话：029-81042718
赵经理：15094016568


◎ JET 长春
长春市高新区硅谷大厦731室
电话：0431-80540406
车经理：13180948142



www.jetbiofil.com



实验室耗材
LAB CONSUMABLES



广州洁特生物过滤股份有限公司

股票代码：688026

关于洁特生物

广州洁特生物过滤股份有限公司成立于2001年，占地面积22,468m²，是一家从事生物实验室高端耗材的研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要产品为生物培养和液体处理两大类产品，并配有试剂、小型实验仪器等；产品主要销往欧美等40余个国家及地区，凭借优良的技术性能和产品品质，以及高效的服务成功进入生物实验室用品综合服务商的全球供应链体系。我们的宗旨是“以创造性的解决方案为全球提供可靠的生物技术研发工具”。



BIOFIL® 实验室耗材

洁特100%选用通过USP CLASS VI等级灭菌的聚苯乙烯作为原料，采用了先进的低温高分子材料表面处理技术和生产工艺。

各种规格的细胞培养板、瓶、皿，转瓶、细胞工厂等，除了具有良好的透明度且无热原，还需要经表面改性处理使之能够是适合细胞的贴壁、分裂和生长，满足从单细胞到大规模细胞和组织培养的需要。

BIOFIL® 细胞培养瓶

洁特细胞培养瓶，有5种规格（T12.5 T 25、T7 5、T18和T300）可选，瓶盖有透气型和密封型，TC处理、未TC处理和CellATTACH®超亲水表面，适用于实验室中等规模细胞和组织培养。

货号	产品描述
TCF011050	50ml，贴壁型，表面处理，密封盖，灭菌，10/包，200/箱
TCF012050	50ml，贴壁型，表面处理，滤膜盖，灭菌，10/包，200/箱
TCF011250	250ml，贴壁型，表面处理，密封盖，灭菌，5/包，100/箱
TCF012250	250ml，贴壁型，表面处理，滤膜盖，灭菌，5/包，100/箱
TCF012600	600ml，贴壁型，表面处理，滤膜盖，灭菌，5/包，40/箱
TCF011600	600ml，贴壁型，表面处理，密封盖，灭菌，5/包，40/箱
TCF011850	850ml，贴壁型，表面处理，密封盖，灭菌，3/包，18/箱

BIOFIL® 细胞培养板

- 紧密结合的孔盖，可有效防止细胞培养过程中培养基的污染与蒸发损耗
- 单向盖，便于掌握，减少失误
- 可防止交叉污染的孔边设计，字母数字标号，方便实验
- 纸塑袋和吸塑盒两种包装

应用范围：细胞培养蛋白定量和MTT检测等，流式一般用6孔，MTT一般用96孔。

货号	产品描述
TCP011006	6well，平底，贴壁型，吸塑盒，灭菌，1/盒，100/箱
TCP011012	12well，平底，贴壁型，吸塑盒，灭菌，1/盒，100/箱
TCP011024	24well，平底，贴壁型，吸塑盒，灭菌，1/盒，100/箱
TCP011048	48well，平底，贴壁型，吸塑盒，灭菌，1/盒，100/箱
TCP011096	96well，平底，贴壁型，吸塑盒，灭菌，1/盒，100/箱
TCP002096	96well，U型底，悬浮型，吸塑盒，灭菌，1/盒，100/箱

BIOFIL® 细胞培养皿

- 经表面处理贴壁性能良好
- 波浪式易握环，确保拿取培养皿或细胞操作时的安全
- 培养皿盖上有边缘突起，确保培养皿叠放稳定，且皿盖与底部良好适配
- 6cm/9cm/10cm 培养皿有易握环

货号	产品描述
TCDO10035	3.5cm，贴壁型，表面处理，灭菌，10/包，960/箱
TCDO10060	6.0cm，贴壁型，表面处理，灭菌，10/包，600/箱
TCDO10090	9.0cm，贴壁型，表面处理，灭菌，10/包，500/箱
TCDO10100	10.0cm，贴壁型，表面处理，灭菌，10/包，300/箱
TCDO10150	15.0cm，贴壁型，表面处理，灭菌，1/包，120/箱
TCD110150	15.0cm，贴壁型，表面处理，灭菌，5/包，100/箱

BIOFIL® 离心管

一次性塑料离心管由高质量的透明高分子材料聚丙烯(PP)制成，已广泛应用于多种实验的操作中，满足生物分析及要求。外表面印有清晰黑色刻度、可写入文字的白色区域；可承受温度范围：-80℃～121℃；最大的RCF：12000xg；无DNase/RNase，无热原，无内毒素。



BIOFIL® 移液管

所有移液管采用高质量透明高分子材料聚苯乙烯（GPPS）和聚乙烯（PE）制成，在10万级洁净生产车间制造。按照ISO9001和ISO13485质量管理体系对生产全过程进行控制和管理，确保产品质量。新颖的移液管口的设计可以适配市场上几乎所有品牌的移液器。现提供伽玛射线灭菌和未灭菌两种产品供客户选择。此系列产品主要用于准确量取或转移一定体积的液体，广泛应用于细胞培养、细菌学、临床、科研实验等领域。



BIOFIL® 针头式过滤器

针头式过滤器采用透明级高分子材料聚丙烯（PP）制成，与一次性注射器配套使用，为实验室常规使用的快速、方便、可靠的小体积样品的过滤处理装置，主要应用于样品的预滤，实验室生物流体、培养基和媒介添加剂的除菌过滤。

聚醚砜膜（PES）：适用于一般的培养基和水溶液，极性或中等极性剂如醇、醚等和中性水溶液，但不能用于氯仿、酯、酰胺以及强酸碱。应用于样品的制备、水溶剂过滤、微生物研究、环境分析、生物分样、HPLC流动相过滤等。

尼龙膜（NYLON）：耐温性能好，可耐121℃，饱和蒸汽高压消毒30分钟，化学稳定性好，能耐稀酸稀碱等多种有机无机化合物、溶剂；天然的亲水；高质量的尼龙膜适用于过滤水溶液和大多数有机溶液。

BIOFIL® 离心管	产品描述
CFT011150	15ml，圆锥底，25支/包，灭菌，500支/箱
CFT011500	50ml，圆锥底，25支/包，灭菌，500支/箱

BIOFIL® 微量离心管	产品描述
CFT001005	0.5ml 本色微量离心管，灭菌，1000/8000
CFT001015	1.5ml 本色微量离心管，灭菌，500/4000
CFT001020	2.0ml 本色微量离心管，灭菌，500/4000
CFT001050	5.0ml 本色微量离心管，灭菌，200/4000

货号	产品描述
GSP010001	1ml，有刻度，1/100ml，灭菌，黄色，纸塑包装，500支/箱
GSP010002	2ml，有刻度，1/50ml，灭菌，绿色，纸塑包装，500支/箱
GSP010005	5ml，有刻度，1/10ml，灭菌，蓝色，纸塑包装，200支/箱
GSP010010	10ml，有刻度，1/10ml，灭菌，橙色，纸塑包装，200支/箱
GSP010025	25ml，有刻度，2/10ml，灭菌，红色，纸塑包装，200支/箱
GSP010050	50ml，有刻度，5/10ml 灭菌，紫色，纸塑包装，100支/箱
GSP010100	100ml，有刻度，1ml 灭菌，粉色，纸塑包装，50支/箱



货号	产品描述
FPV203030	30mm，0.22μm，PVDF，灭菌，45个/盒，360个/箱
FPV403030	30mm，0.45μm，PVDF，灭菌，45个/盒，360个/箱
FPE204030	30mm，0.22μm，PES，灭菌，45个/盒，360个/箱
FPE404030	30mm，0.45μm，PES，灭菌，45个/盒，360个/箱

BIOFIL® 一次性微量吸头

- ▲ 6种规格可选：10μl、20μl、100μl、200μl、300μl、1000μl
- ▲ 带滤芯和无滤芯两种选择
- ▲ 吸头无弯曲，透明度高
- ▲ 表面无硅烷化、无核酸、无PCR抑制剂
- ▲ 适配Gilson，Eppendorf等多种品牌移液器
- ▲ 耐高温（121℃）30分钟
- ▲ 无DNase/RNase，无热原



目录号	规格(μl)	颜色	滤芯	灭菌	包装	支/包	支每袋/箱
PPT101010	0.1~10	自然色	有	是	袋装	1000	10000
PPT151010	0.1~10	自然色	有	是	盒装	96	1920
PPT101100	10~100	自然色	有	是	袋装	1000	10000
PPT151100	10~100	自然色	有	是	盒装	96	1920
PPT000200	10~200	自然色	无	否	袋装	1000	10000
PPT000200-1	10~200	黄色	无	否	袋装	1000	10000
PPT151200	20~200	自然色	有	是	袋装	1000	10000
PPT153200	20~200	自然色	有	是	盒装	96	1920
PPT300300	10~300	自然色	否	否	袋装	1000	10000
PPT451300	10~300	自然色	有	是	盒装	96	1920
PPT101000	100~1000	自然色	有	是	袋装	1000	10000
PPT150000	100~1000	自然色	有	是	盒装	96	1920

BIOFIL® 细胞冻存管

细胞冻存管由透明高分子材料聚丙烯(PP)制成，经特殊工艺制造，使其能耐受超低温，并保证无泄漏，适用于细胞和组织的长期低温冷藏。

- ▲ 提供四种规格：0.5、1.5、2.0、5.0ml
- ▲ 管壁均匀，透明，带可立式裙边
- ▲ 管体有模刻刻度和可写入空白标签区，方便实验过程的记录
- ▲ 密封盖内含硅胶密封垫圈，更好的避免液体渗漏紧密螺旋盖，
- ▲ 确保液体不外泄
- ▲ 耐温范围：-196℃~121℃
- ▲ 最大储液量为最大刻度的80%



目录号	刻度	规格(ml)	管形	盖颜色	灭菌	包装	支每袋/箱
FCT312805	无	0.5	可立底	白	是	袋装	50/5000
FCT312615	无	1.5	可立底	粉红	是	袋装	50/5000
FCT312715	无	1.5	可立底	棕	是	袋装	50/5000
FCT312015	无	1.5	可立底	白	是	袋装	50/5000
FCT312020	有	2.0	可立底	白	是	袋装	20/5000
FCT312620	有	2.0	可立底	粉红	是	袋装	50/5000
FCT312720	有	2.0	可立底	棕	是	袋装	50/5000
FCT312820	有	2.0	可立底	白	是	袋装	50/5000
FCT001050	有	5.0	可立底	荧光绿	是	袋装	50/500
FCT003050	有	5.0	可立底	荧光绿	否	袋装	20/2500
FCT004050	无	5.0	可立底	荧光绿	否	袋装	20/2500